



orthopaedic & spine development


Safe and Innovative Solutions

ORIGIN™


Placca cervicale anteriore con sistema di bloccaggio delle viti

Sistema sicuro

- Innovativo sistema di bloccaggio delle viti
- Semplice da bloccare e sbloccare grazie all' unico strumento
- Possibilità di blocco anche con viti inclinate :
14° (craniale/caudale) e 13° (mediale/laterale)



Realizzata in titanio TA6V
ELI



Basso profilo

- Uno dei più bassi profili presenti sul mercato
- Spessore da 1,8 mm a 2 mm
- Profilo della placca precurvato in modo anatomico

Alte prestazioni

- Viti autofilettanti e autopercoranti
- Strumentazione intuitiva
- Fori di fissaggio per interventi multilivello



Codici



PLACCA CERVICALE ANTERIORE	
Codice	Descrizione
PCEV-0022	Placca cervicale anteriore 22 mm
PCEV-0024	Placca cervicale anteriore 24 mm
PCEV-0026	Placca cervicale anteriore 26 mm
PCEV-0028	Placca cervicale anteriore 28 mm
PCEV-0031	Placca cervicale anteriore 31 mm
PCEV-0034	Placca cervicale anteriore 34 mm
PCEV-0037	Placca cervicale anteriore 37 mm
PCEV-0041	Placca cervicale anteriore 41 mm
PCEV-0044	Placca cervicale anteriore 44 mm
PCEV-0047	Placca cervicale anteriore 47 mm
PCEV-0052	Placca cervicale anteriore 52 mm
PCEV-0056	Placca cervicale anteriore 56 mm
PCEV-0060	Placca cervicale anteriore 60 mm
PCEV-0066	Placca cervicale anteriore 66 mm
PCEV-0072	Placca cervicale anteriore 72 mm

VITI E VITTI DE REVISIONE	
Codice	Descrizione
VPCE-0013	Vite \varnothing 4 x 13 mm
VPCE-0015	Vite \varnothing 4 x 15 mm
VPCE-0017	Vite \varnothing 4 x 17 mm
VPCE-0019	Vite \varnothing 4 x 19 mm
VREV-0013	Vite di revisione \varnothing 4.35 x 13 mm
VREV-0015	Vite di revisione \varnothing 4.35 x 15 mm
VREV-0017	Vite di revisione \varnothing 4.35 x 17 mm



Distribuito da :

STRUMENTI ANCILLARI	
Codice	Descrizione
BI-ORG1B01	Scatola di impianto
A-TPC-0001	Cacciavite di blocco
A-TPC-0002	Cacciavite
A-PPL-0001	Morsetto di supporto per placa
A-CPL-0001	Piegatore per placca
A-SQA-0025	Punteruolo quadrato