


OSD

orthopaedic & spine development

Safe and Innovative Solutions

Neobone™

Sostitutivo osseo sintetico e riassorbibile
microporoso e macroporoso




- Outcome clinico equivalente ad un innesto osseo autologo
- Minimizza i problemi di cicatrizzazione cutanea
- Evita infezioni e dolore a livello del sito di prelievo
- Assenza di reazioni allergiche
- Indicato negli innesti postero laterali della colonna



Neobone™ è un fosfato di calcio bifasico biologicamente simile all'osso umano, si riassorbe nell'organismo favorendo la formazione dell'osso. La struttura porosa viene riabilitata e sostituita da osso sano, creando una struttura di osso solido e vitale.

Codici

Neobone™ è disponibile in granuli, blocchi e bastoncini per le differenti indicazioni. Neobone™ permette la colonizzazione delle cellule ossee e dei fluidi biologici in modo uniforme dentro la matrice, la sua efficacia è stata valutata su 341 pazienti¹ sottoposti ad un artrodesi posteriore.



Distribuito da:

Nota :

Leggere le istruzioni d'uso
Dispositivi Medici : Classe III

1. Ransford. A.O et al (1998) « Synthetic porous ceramic compared with autograft in scoliosis surgery. A prospective, randomized study of 341 patients. » J Bone Joint Surg Br.80(1) : 13-8.



Fabbricante : **Biomatlante**
5, rue Edouard Belin – ZA Les Quatre Nations
44360 Vigneux de Bretagne – France
www.biomatlante.com

Caratteristiche tecniche

- Interfaccia bioattiva con le cellule ossee
- Osteoconduttivo
- Più di 30 anni di follow-up clinico
- Associazione di 60% HA e di 40% TCP
- 70% di porosità simile all'osso spongioso
- Macropori / Micropori
- Sterilità 5 anni – interamente sintetico

Riferimento	Descrizione
GRA12-BS-2CC	Granuli 2cc (1-2mm)
GRA12-BS-10 CC	Granuli 10cc (1-2mm)
GRA12-BS-30 CC	Granuli 2x15cc (1-2mm)
GRA23-BS-5 CC	Granuli 5cc (2-3mm)
GRA23-BS-10 CC	Granuli 10cc (2-3mm)
GRA23-BS-20 CC	Granuli 2x10cc (2-3mm)
GRA23-BS-30 CC	Granuli 2x15cc (2-3mm)
STK-2-5510	Pacco da 2 sticks 5x5x10
STK-4-5510	Pacco da 4 sticks 5x5x10
STK-2-5520	Pacco da 2 sticks 5x5x20
STK-4-5520	Pacco da 4 sticks 5x5x20

L'elenco completo dei codici è disponibile su richiesta.



Distributore : **Orthopaedic & Spine Development (OSD)**

Technopole Agroparc – BP 11211
84911 Avignon Cedex 9 – France
www.osdevelopment.com
info@osdevelopment.fr
Tél : +33 (0)4 32 74 01 10
Fax : +33 (0)4 90 80 02 39